

KURZÜBERSICHT**TALKUM**

Produkt	Beschreibung	Lieferform
Talcubex	Staubfrei präpariertes, asbestfreies Talkum ohne nennenswerte Quarzanteile (< 1 %)	Pulver
Talkum 0	Technische Talkum-Qualität Siebrückstand auf > 40 µm von < 2 %	Pulver
Talkum HS	Technische Talkum-Qualität Siebrückstand auf > 63 µm von 1,1 %	Pulver
Talkum Pharma	Dekontaminiertes Talkum, empfohlen für den Einsatz in pharmazeutischen- und in Lebensmittelanwendungen Siebrückstand ≥ 75 µm von max. 2,0 %.	Pulver
Talkum Pharma 20 LA	Dekontaminiertes Talkum, empfohlen für den Einsatz in pharmazeutischen- und in kosmetischen Anwendungen Siebrückstand auf 20 µm von max. 2,0 %	Pulver
Talkum Pharma 60 LA	Dekontaminiertes Talkum, empfohlen für den Einsatz in pharmazeutischen- und in kosmetischen Anwendungen mit einem Siebrückstand auf 63 µm von max. 2,0 %.	Pulver